



CERTYFIKAT
ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl, <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/ 19 /2016

Chorzów, dnia 18.10.2016r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części**”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jeden z Wykonawców zadał pytanie. Zamawiający przytacza poniżej treść pytania i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 160: Czy Zamawiający w Części zamówienia nr 3.9 - Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego:

a) dopuści również:

- mocowanie udowe typu endobutton - tytanowa płytka z nicią prowadzącą, zaopatrzona w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE. Jeden z końców płytki ostro zakończony. Z opcją implantu typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Oraz również opcjonalnie ToggleLoc ZipLoop XL - mocowanie udowe wydłużone - implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. - oraz mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba biochłaniania wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 12x25 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzezroczyste.

W zestawie narzędzi i implantów, dostarczanych po wcześniejszym umówieniu terminu zabiegu, między innymi szydło – drut z oczkiem oraz drut nitinolowy dla śrub biochłanianych.

b) zrezygnuje z wymogu dostarczania giętkich wiertel na rzecz wiertel prostych do śrub biochłanianych?

Odpowiedź nr 160: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment opisany i ujęty w SIWZ.

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

mgr Anna Knysok